

アジレント・テクノロジー 2012-2013カラム・消耗品年度末キャンペーン

キャンペーン期間：2012年11月1日～2013年3月31日

※Bond Elut Carbon 50%OFFは2012年12月22日まで



固相抽出カラム・サンプル前処理製品：2-3ページ



HPLCカラム：4-5ページ



ガスクリーンフィルタ製品：6-7ページ



Agilent CrossLab：8-9ページ





固相抽出カラム・サンプル前処理製品 25%OFFキャンペーン

キャンペーン内容

固相抽出カラム・サンプル前処理製品をお買い上げいただけますと、
 キャンペーン期間中何度でも定価より
25%OFFでご提供いたします。



Bond Elut 固相抽出カラムおよび関連製品

順相系	逆相系	イオン交換系	その他	特殊用途	ポリマ系
Bond Elut AL-A	Bio Bond Elut	Bond Elut AccuCAT	Bond Elut Carbon	Bond Elut Atrazine	Bond Elut Plexa
Bond Elut AL-B	Bond Elut C1	Bond Elut CBA	Bond Elut Carbon/NH2	Bond Elut Certify	Bond Elut Plexa PAX
Bond Elut AL-N	Bond Elut C2	Bond Elut DEA	Bond Elut Carbon/PSA	Bond Elut Certify II	Bond Elut Plexa PCX
Bond Elut CN-U	Bond Elut C8	Bond Elut NH2	Bond Elut Cellulose	Bond Elut Mycotoxin	Bond Elut NEXUS
Bond Elut Diol (20H)	Bond Elut C18	Bond Elut PRS		Bond Elut PCB	Bond Elut ENV
Bond Elut FL	Bond Elut C18 EWP	Bond Elut SAX/PSA		Bond Elut Na2SO4	Bond Elut LMS
Bond Elut SI	Bond Elut C18 INT	Bond Elut PSA			Bond Elut PPL
	Bond Elut C18 LO	Bond Elut SAX			
	Bond Elut C18 OH	Bond Elut SCX			
	Bond Elut CH				
	Bond Elut CN-E				
	Bond Elut PBA				
	Bond Elut PH				

Bond Elut QuEChERS (キャッチャーズ) キット

- 残留農薬分析の前処理時間と溶媒使用量を劇的に削減
- パッケージ済の抽出キット4種類、サンプルのタイプに合わせて構成された分散SPEキット16種類をご用意



部品番号	品名	価格
抽出キット		
5982-5755	抽出キット、バッファあり、15gサンプル用、50ml、50本	¥20,000 → キャンペーン価格 ¥15,000
5982-5650	抽出キット、バッファあり、10gサンプル用、50ml、50本	¥21,000 → キャンペーン価格 ¥15,700
分散SPEキット		
5982-5258	分散SPE、15ml、色素用、AOAC、50個	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥18,700
5982-5456	分散SPE、15ml、色素と脂質用、EN、50個	¥28,000 → キャンペーン価格 ¥21,000

※他のラインナップもございます。詳しくはお問い合わせください。

Captivaシリーズ 除タンパクフィルタ

Captiva ND

- 独自のノンドリップ (ND) 膜がタンパク質を迅速かつ再現性よく除去
- デュアルフィルタ設計により、膜の目詰まりやサンプル損失を防止しながら、高速で一貫したサンプル処理が可能



部品番号	品名	価格
A5969002	Captiva ND Plate 0.2um PP 5/pk	¥48,000→ キャンペーン価格 ¥36,000
A5969045	Captiva ND Plate 0.45um PP 5/pk	¥48,000→ キャンペーン価格 ¥36,000

Captiva ND Lipids

- タンパク質と同時にリン脂質も除去することで、イオン化抑制を低減し、精度の高い結果を得られます。

部品番号	品名	価格
A59640002SK	Captiva NON-DRIP plate starter kit	¥112,000→ キャンペーン価格 ¥84,000
A59640002V	Captiva NON-DRIP LIPID plate 5/PK	¥136,000→ キャンペーン価格 ¥102,000

期間：2012年11月1日～2013年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**サンプル前処理キャンペーン**とご連絡ください。

Bond Elut Carbon 50%OFFキャンペーン

食品中残留農薬一切分析法にて指定されているCarbon/NH₂や、脂質除去能力をさらに高めたCarbon/PSAもBond Elut製品に加わっています。



部品番号	品名	個数	価格
12102201	Bond Elut Carbon 250mg, 6mL	30/pk	¥16,000→ キャンペーン価格 ¥8,000
12252201	Bond Elut Carbon 500mg, 6mL	30/pk	¥20,000→ キャンペーン価格 ¥10,000
12252202	Bond Elut Carbon/NH ₂ 500mg/500mg, 6mL	30/pk	¥30,000→ キャンペーン価格 ¥15,000
3664325032	Bond Elut Carbon/NH ₂ 500mg/500mg, 20mL	20/pk	¥30,000→ キャンペーン価格 ¥15,000
12102042C250	Bond Elut Carbon/PSA 250mg/250mg, 3mL	50/pk	¥28,000→ キャンペーン価格 ¥14,000
12102042C500	Bond Elut Carbon/PSA 500mg/500mg, 6mL	30/pk	¥30,000→ キャンペーン価格 ¥15,000

期間：2012年11月1日～2012年12月22日まで ※12月23日以降は25%OFFとなります。

※ご注文をお申し付けいただく際、**Bond Elut Carbonキャンペーン**とご連絡ください。

Agilent Poroshell120 HPLC カラム 25%OFFキャンペーン


あなたのHPLCをUHPLCに進化させる、革新的なHPLCカラム

Poroshell120 HPLCカラムは、一般的なHPLCでUHPLCに匹敵する高速高分離が可能なカラムです。

Poroshell120 HPLCカラムは、通常の全多孔性充てん剤ではなく、表面多孔性(コアシェル)充てん剤を用いています。


表面多孔性にすることにより、充てん剤内部での物質の拡散を抑制し、ピークのシャープさが向上します。また、粒子径は2.7 μm ですので、sub2 μm と呼ばれるUHPLCカラムと比較してカラム圧が低く、UHPLCクラスの高耐圧な装置を必要としません。

溶離液/カラム温度の違いとカラム圧




Poroshell120カラムは、通常のLCで使えるカラム圧

Poroshell120とsub2 μm 、3.5 μm 充てん剤との効率比較



Poroshell120 充てん剤の構造



<新製品> Poroshell120 Fast ガードカラム

- ガードカラムとハードウェアの一体型
- 高耐圧と使いやすさを実現
- 分析カラムの寿命を延ばします。



寸法 (内径×長さ, mm)	部品番号		価格
	EC-C18	SB-C18	
4.6×5	820750-911	820750-912	¥53,000→キャンペーン価格 ¥39,700
3.0×5	823750-911	823750-912	¥53,000→キャンペーン価格 ¥39,700
2.1×5	821725-911	821725-912	¥53,000→キャンペーン価格 ¥39,700

期間: 2012年11月1日~2013年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、HPLCカラムキャンペーンとご連絡ください。

Poroshell120 カラム仕様

名称	EC-C8	EC-C18	Phenyl-Hexyl	SB-C18	SB-C8	SB-Aq	Bonus-RP	EC-CN
ポアサイズ	120Å	120Å	120Å	120Å	120Å	120Å	120Å	120Å
pHレンジ	2~8	2~9	2~8	1~8*	1~8*	1~8*	2~9	2~8
上限温度	60℃	60℃	60℃	90℃	80℃	80℃	60℃	60℃
エンドキャップ	あり	あり	あり	なし	なし	なし	あり	あり
表面積	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g	130m ² /g
炭素量	5%	8%	8%	7.5%	4.5%	非公開	5%	3.5%

*:pH6を超える条件ではEC-C18をお勧めします

価格表 (赤字がキャンペーン価格)

カラム サイズ 内径×長さ, mm	部品番号							価格	部品番号		価格
	EC-C8	EC-C18	SB-C18	SB-C8	Bonus-RP	HILIC	EC-CN		Phenyl-Hexyl	SB-Aq	
4.6×150	693975-906	693975-902	683975-902	683975-906	693968-901	693975-901	693975-905	¥82,000 → ¥61,500	693975-912	683975-914	¥85,000 → ¥63,700
4.6×100	695975-906	695975-902	685975-902	685975-906	695968-901	695975-901	695975-905	¥72,000 → ¥54,000	695975-912	685975-914	¥75,000 → ¥56,200
4.6×75	697975-906 ¥66,000 → ¥49,500	697975-902	687975-902					¥65,000 → ¥48,700			
4.6×50	699975-906 ¥60,000 → ¥45,000	699975-902	689975-902	689975-906	699968-901	699975-901	699975-905	¥59,000 → ¥44,200	699975-912	689975-914	¥61,000 → ¥45,700
4.6×30	691975-906 ¥43,000 → ¥32,200	691975-902	681975-902					¥42,000 → ¥31,500			
3.0×150	693975-306	693975-302	683975-302	683975-306	693968-301	693975-301	693975-305	¥82,000 → ¥61,500	693975-312	683975-314	¥85,000 → ¥63,700
3.0×100	695975-306	695975-302	685975-302	685975-306	695968-301	695975-301	695975-305	¥72,000 → ¥54,000	695975-312	685975-314	¥75,000 → ¥56,200
3.0×75	697975-306 ¥66,000 → ¥49,500	697975-302	687975-302					¥65,000 → ¥48,700			
3.0×50	699975-306 ¥60,000 → ¥45,000	699975-302	689975-302	689975-306	699968-301	699975-301	699975-305	¥59,000 → ¥44,200	699975-312	689975-314	¥61,000 → ¥45,700
3.0×30	691975-306 ¥43,000 → ¥32,200	691975-302	681975-302					¥42,000 → ¥31,500			
2.1×150	693775-906	693775-902	683775-902	683775-906	693768-901	693775-901	693775-905	¥82,000 → ¥61,500	693775-912	683775-914	¥85,000 → ¥63,700
2.1×100	695775-906	695775-902	685775-902	685775-906	695768-901	695775-901	695775-905	¥72,000 → ¥54,000	695775-912	685775-914	¥75,000 → ¥56,200
2.1×75	697775-906 ¥66,000 → ¥49,500	697775-902	687775-902					¥65,000 → ¥48,700			
2.1×50	699775-906 ¥60,000 → ¥45,000	699775-902	689775-902	689775-906	699768-901	699775-901	699775-905	¥59,000 → ¥44,200	699775-912	689775-914	¥61,000 → ¥45,700
2.1×30	691775-906 ¥43,000 → ¥32,200	691775-902	681775-902					¥42,000 → ¥31,500			

Agilent ガスクリーンフィルタカートリッジキャンペーン

クリーンなガスの供給により正確な分析を実現

Agilent ガスクリーンフィルタシステムは、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。

不純物を除去し、分析を向上

注入口の手前にガスクリーンフィルタを設置すれば、不純物の量を減らし、微量分析を向上させることが可能です（図1参照）。GCカラムに侵入する汚染物質も除去されます。こうした汚染の除去は、高温分析には欠かせないもので、カラム寿命の延長にもつながります。




図1：温度プログラム（50℃～350℃、20℃/min）実行時にガスクリーンフィルタを使用/未使用の場合の2つのGCカラムについて、水分への暴露に起因するブリードレベルの違いを示しています。ガスクリーンフィルタを使用しない場合、キャリアガス中の水分により、ブリードレベルが極端に上昇していることがはっきり見てとれます。ガスクリーンフィルタを使えば、キャリアガスのすべての水分が除去され、ブリードは低く抑えられます。



使いやすい4ポジションのコネクティングユニット



迅速で簡単なカートリッジ交換

コストダウンの可能な経済的なシステム




図2：99.9999%グレードヘリウムの代わりに、99.996%グレードヘリウムとガスクリーンフィルタシステムを用いれば、ヘリウムのコストを削減することができます。



ガスクリーンフィルタ技術仕様

	酸素フィルタ	水分フィルタ	チャコール(活性炭)フィルタ	GC/MSフィルタ	CO2フィルタ
機能	酸素と微量の硫黄化合物および塩素化合物をキャリアガスから除去	水分、油分、その他の異物をキャリアガスから除去	有機化合物をキャリアガスから除去	シングルコンビネーションフィルタ、水分、酸素、有機化合物を除去	ガス流からCO2を除去、水分フィルタと組み合わせて使用
インジケータ色の变化	緑から灰色	緑から薄い茶色	インジケータなし	酸素：緑から灰色 水分：緑から薄い茶色	白から紫
容量	酸素 150mL	水分 7.2g	約7g、 不純物により異なる	酸素100mL、水分1g、 有機化合物は不純物の種類により異なる	CO2 9g
出口濃度 (流速1~10L/min)	<50ppb	<0.1ppm	<0.1ppm	酸素 <50ppb 水分 <0.1ppm 有機物 <0.1ppm	<1ppm

キャンペーン内容

ガスクリーンフィルタカートリッジをお買い上げのお客様に、
コネクティングユニット(ベースプレート)を**無料**で差し上げます。

※1フィルタ用の場合はカートリッジ1本以上、2フィルタ用の場合はカートリッジ2本以上、
4フィルタ用の場合はカートリッジ4本以上の購入が必要です。

キャンペーン対象製品

部品番号	品名・仕様	価格
<コネクティングユニット>		
CP7988	コネクティングユニット、1フィルタ、1/8インチ用	¥32,000→ カートリッジ購入の場合無料
CP738407	コネクティングユニット、2フィルタ、1/8インチ用	¥68,000→ カートリッジ購入の場合無料
CP736520	コネクティングユニット、4フィルタ、1/8インチ用	¥146,000→ カートリッジ購入の場合無料
CP7988P3	コネクティングユニット、1フィルタ、ステンレス、3mm用 (主に島津GC用)	¥69,000→ カートリッジ購入の場合無料
<ガスクリーンフィルタカートリッジ>		
CP17969	ガスクリーンCO2除去フィルタ	¥22,000
CP17970	ガスクリーン酸素除去フィルタ	¥20,000
CP17971	ガスクリーン水分除去フィルタ	¥20,000
CP17972	ガスクリーンチャコールフィルタ	¥23,000
CP17973	ガスクリーンGC/MSフィルタ	¥30,000

期間：2012年11月1日～2013年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**ガスクリーンフィルタキャンペーン**とご連絡ください。



Agilent CrossLab

高性能消耗品を
すべてのGC、LCユーザーに

Agilent CrossLabは装置メーカーを問わずにお使いいただける、アジレントの高性能・高品質の消耗品です。

《CrossLab GC 消耗品》

島津製作所、サーモ、ブルカー、パーキン用

- ウルトライナート注入ロライナ
- ライナOーリング
- 注入口セプタム
- カラムフェラル
- オートサンブラバイアル、キャップ
- オートサンブラシリンジ
- カラムナット

《CrossLab LC 消耗品》

ウォータース、島津製作所、サーモ、ブルカー、パーキン用

- 検出器ランプ
- ポンプ用消耗品
- オートサンブラ用消耗品
- バルブ用消耗品
- キャピラリ、チューブ、フィッティング
- オートサンブラバイアル、キャップ
- ウェルプレート、シーリングマット
- オートサンブラシリンジ
- メンテナンスキット

発売記念キャンペーン実施中!

Agilent CrossLabプロダクトを
15%OFFでご提供いたします。

Agilent CrossLabの詳細は、
<http://www.agilent.com/chem/CrossLab:jp>を
ご参照ください。



期間：2012年11月1日～2013年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード8.720**とご連絡ください。



Agilent CrossLabバイアル関連製品価格表

部品番号	品名・仕様	価格
	<2mL (9mm) スクリューバイアル、ガラス製、広口>	
8010-0015	CrossLab,2mL,スクリューバイアル,透明,9mm,100個	¥2,200→キャンペーン価格 ¥1,800
8010-0014	CrossLab,2mL,スクリューバイアル,透明,ラベル付,9mm,100個	¥2,200→キャンペーン価格 ¥1,800
8010-0175	CrossLab,2mL,スクリューバイアル,透明,ラベル付,9mm,1000個	¥20,000→キャンペーン価格 ¥17,000
8010-0017	CrossLab,2mL,スクリューバイアル,茶色,9mm,100個	¥2,200→キャンペーン価格 ¥1,800
8010-0016	CrossLab,2mL,スクリューバイアル,茶色,ラベル付,9mm,100個	¥2,200→キャンペーン価格 ¥1,800
8010-0176	CrossLab,2mL,スクリューバイアル,茶色,ラベル付,9mm,1000個	¥20,000→キャンペーン価格 ¥17,000
	<広口 (9mm) スクリューバイアル用スクリューキャップ>	
8010-0086	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,青PTFE/シリコン,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0087	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,青PTFE/シリコン/PTFE,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0088	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,赤PTFE/シリコン,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0089	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,赤PTFE/シリコン/PTFE,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0084	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,橙,PTFE/シリコン,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0186	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,橙,PTFE/シリコン,1000個	¥31,000→キャンペーン価格 ¥26,300
8010-0085	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,橙,PTFE/シリコン/PTFE,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0187	CrossLab,スクリューキャップ,9mm,橙,PTFE/シリコン/PTFE,1000個	¥31,000→キャンペーン価格 ¥26,300
	<広口 (9mm) スクリューバイアルキット>	
8010-0198	CrossLab,スクリューバイアル,透明,9mm,橙,PTFE/シリコン,100個	¥5,900→キャンペーン価格 ¥5,000
8010-0199	CrossLab,スクリューバイアル,茶色,9mm,橙,PTFE/シリコン,100個	¥6,000→キャンペーン価格 ¥5,100
	<広口12 x 32 mm ポリプロピレン製バイアル>	
8010-0158	CrossLab,クリンプ/スナップバイアル,ポリプロピレン,250uL,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0193	CrossLab,クリンプ/スナップバイアル,ポリプロピレン,250uL,1000個	¥31,000→キャンペーン価格 ¥26,300
8010-0159	CrossLab,クリンプ/スナップバイアル,ポリプロピレン,1mL,100個	¥2,300→キャンペーン価格 ¥1,900
8010-0161	CrossLab,スクリューバイアル,ポリプロピレン,250uL,100個	¥3,400→キャンペーン価格 ¥2,800
8010-0194	CrossLab,スクリューバイアル,ポリプロピレン,250uL,1000個	¥32,000→キャンペーン価格 ¥27,200
8010-0160	CrossLab,クリンプ/スナップバイアル,ポリプロピレン,ガラスインサート付,250uL,100個	¥21,000→キャンペーン価格 ¥17,800
8010-0162	CrossLab,スクリューバイアル,ポリプロピレン,ガラスインサート付,250uL,100個	¥22,000→キャンペーン価格 ¥18,700
	<9mmスクリューバイアル用マイクロボリュームインサート>	
8010-0131	CrossLab,インサート,250uL,円錐形,樹脂足付,9または11mm,100個	¥11,000→キャンペーン価格 ¥9,300
8010-0132	CrossLab,インサート,250uL,先細,9または11mm,100個	¥4,500→キャンペーン価格 ¥3,800
8010-0136	CrossLab,インサート,400uL,平底,9または11mm,500個	¥7,200→キャンペーン価格 ¥6,100
	<ヘッドスペース用バイアルとキャップ>	
8010-0033	CrossLab,20mL,クリンプバイアル,透明,平底,100個	¥4,200→キャンペーン価格 ¥3,500
8010-0180	CrossLab,20mL,クリンプバイアル,透明,平底,1000個	¥38,000→キャンペーン価格 ¥32,300
8010-0034	CrossLab,20mL,クリンプバイアル,透明,丸底,100個	¥4,000→キャンペーン価格 ¥3,400
8010-0035	CrossLab,20mL,クリンプバイアル,茶色,平底,100個	¥5,900→キャンペーン価格 ¥5,000
8010-0036	CrossLab,20mL,クリンプバイアル,茶色,丸底,100個	¥4,500→キャンペーン価格 ¥3,800
8010-0143	CrossLab,ヘッドスペース安全構造キャップ,20mm,PTFE/ブチル100個	¥6,200→キャンペーン価格 ¥5,200
8010-0144	CrossLab,ヘッドスペース安全構造キャップ,20mm,PTFE/シリコン,100個	¥6,200→キャンペーン価格 ¥5,200
8010-0412	CrossLab,10ml,クリンプバイアル,透明,平底,PTFE/シリコン,100個	¥9,900→キャンペーン価格 ¥8,400
8010-0413	CrossLab,20ml,クリンプバイアル,透明,平底,PTFE/シリコン,100個	¥10,000→キャンペーン価格 ¥8,500

PROTECT YOUR GC SYSTEM FROM PLOT COLUMN PHASE SHEDDING

The Measure of Confidence


Agilent J&W PLOT PT GC columns

<新製品> Agilent J&W PLOT PT GCカラム


パーティクルトラップ一体型のPLOTカラムです

主に石油・石油化学のガス分析に使用されている、GC PLOTカラムに、パーティクルトラップ一体型のカラムが発売になりました。これまでパーティクルトラップを接続していた作業が不要になり、コネクタ接続部でのリークの心配もありません。


- 分析カラムの注入口側、検出器側に**各2.5mの一体型パーティクルトラップ**を接続
- パーティクルトラップ接続のための作業やユニオンが**必要なく、リークフリー**
- 現在お使いPLOTカラムと同じ選択性
- GC/MSでの使用が可能
- PLOT QおよびPLOT Uの2つのタイプをご用意



Integrated
Particle traps



Agilent J&W PLOT PT GCカラムは、 PLOTカラムのアプリケーションの可能性をさらに広げます。



- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Methanol | 18. MTBE |
| 2. Acetaldehyde | 19. 2-Chloro-butane |
| 3. Ethanol | 20. 1-Butanol |
| 4. Acetonitrile | 21. Benzene |
| 5. Acetone | 22. 1,1,1-Trichloroethane |
| 6. Methylene chloride | 23. Carbon tetrachloride |
| 7. Isopropyl alcohol | 24. 1-Chlorobuane |
| 8. 2-Propanamine | 25. Hexane |
| 9. Ethyl formate | 26. 3-Methyl-1-butanol |
| 10. 1-Propanol | 27. DMSO |
| 11. Ethyl ether | 28. Toluene |
| 12. 2-Methyl-2-propanol | 29. Heptane |
| 13. 1,2-Ethandiol | 30. Ethylbenzene |
| 14. Trichloromethane | 31. 1,3-Dimethylbenzene |
| 15. 2-Butanone | 32. p-Xylene |
| 16. Ethyl acetate | 33. o-Xylene |
| 17. 2-Methyl-1-propanol | |

Column: **PoraBond Q PT** 25 m x 0.25 mm
Part No. CP7348PT

Carrier: Helium, constant flow mode, 40 cm/s @ 90°C

Inlet: 200°C, split ratio 120:1

OVEN: 90°C, 10°C/min to 140°C for 6 min,
5°C/min to 200°C for 10 min

MSD: 280°C transfer line, full scan at m/z 30-350

Integrated PLOT column particle trapping technology enables worry-free operation with mass selective detection.

部品番号	品名・仕様	価格
CP7550PT	PoraPLOT Q 10m, 0.32mm with 2PT	¥127,000
CP7551PT	PoraPLOT Q 25m, 0.32mm with 2PT	¥173,000
CP7554PT	PoraPLOT Q 25m, 0.53mm with 2PT	¥196,000
CP7557PT	PoraPLOT Q-HT 5m, 0.32mm with 2PT	¥174,000
19091P-Q03PT	HP-PLOT Q 15m, 0.32mm, 20.0um with 2PT	¥94,000
19091P-Q04PT	HP-PLOT Q 30m, 0.32mm, 20.0um with 2PT	¥115,000
19095P-Q03PT	HP-PLOT Q 15m, 0.53mm, 40.0um with 2PT	¥95,000
19095P-Q04PT	HP-PLOT Q 30m, 0.53mm, 40.0um with 2PT	¥122,000
19095P-U04PT	HP-PLOT U 30m, 0.53mm, 20.0um with 2PT	¥122,000
CP7584PT	PoraPLOT U 25m, 0.53mm, 20u with 2PT	¥196,000
CP7348PT	PoraBOND Q 25m, 0.25mm with 2PT	¥161,000
CP7351PT	PoraBOND Q 25m, 0.32mm with 2PT	¥173,000
CP7352PT	PoraBOND Q 50m, 0.32mm with 2PT	¥239,000
CP7354PT	PoraBOND Q 25m, 0.53mm with 2PT	¥196,000
115-3432PT	GS-Q 30m, 0.53mm with 2PT	¥122,000

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

※本文記載の内容は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp

問合せ・見積書のご請求は



Agilent Technologies